

HYPRACID ONE

REVIDERAD DEN: 01/03/24

Koncentrerad lösning, endast för yrkesmässigt bruk
Rengöring - desinficering av mjölkningsutrustning och mjölkrobotar i gårdarna
Koncentrerad lösning, endast för yrkesmässigt bruk - Inomhus

BIOCIDPRODUKTER - verksamma ämnen per 100 g produkt: Oktansyra 3g ; CAS-nummer 124-07-2 ; EG-nummer 204-677-5

HUVUDGRUPP 1: Desinfektionsmedel och allmänna biocidprodukter; Produkttyp 4: Desinfektionsmedel för ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder. SL - Lösligt koncentrat. Auktorisationsnummer : EU-0021020-0001 1-1.
Innehavare av produktgodkännande HYPRED SAS: 55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD France

Fysikalisk-kemiska egenskaper

Utseende	Klar till något opalescent vätska
Färg	Färglös till svagt gulaktig
Lukt	Oktansyrans egenskaper
pH vid 10g/l	1,7±0,2
Densitet (20°C)	1,09±0,01 g/cm ³
Frys punkt	≤ -15 °C
Löslighet i vatten	Löslig i vatten i alla koncentrationer

Egenskaper :

Rengöringsmedel
Avkalkningsmedel

Icke-skummande

Bruksanvisning:

ANVÄNDNINGSSÄTT

Använd 0,8%-ig produktlösning för bakericid aktivitet och 1,5% produktlösning för jästicid aktivitet.

Mjölkinstallationen rengörs och desinficeras två gånger om dagen, och mjöltkanken rengörs och desinficeras en gång var tredje dag.

Maskiner med eller utan programmerare.

- 1) Skölj utrustningen med ljummet dricksvatten efter mjölkningen.
- 2) Applicera lösningen genom cirkulering vid en initial rekommenderad temperatur på minst 60°C för att uppnå

HYPRACID ONE

REVIDERAD DEN: 01/03/24

en slutlig temperatur på 40-45°C.

Produktkoncentration och kontaktid:

0,8% baktericid effekt på 10 minuter

1,5% jästicid effekt på 15 minuter

Använd inte vid temperaturer som överstiger 75°C.

3) Skölj med kallt dricksvatten.

Använd produkten två gånger om dagen eller en gång om dagen om du växlar mellan denna och en annan produkt.

Vid växling, använd ett rengörings-desiniceringsmedel eller en rengöringsprodukt 1 till 4 gånger per vecka beroende på vilken temperatur som uppnås i systemet.

Kontakta din leverantör för att välja alternativ produkt och användningsfrekvens.

Blanda inte HYPRACID ONE med en alkalisk eller klorerad produkt.

Hållbarhetstid: 2 år i HDPE-förpackning

Förvaringsvillkor: förvara endast i originalförpackningen. Håll förpackningen stängd. Förvara inte i temperaturer över 40 °C.

Kontrollparametrar :

Provmängd : 100ml

Indikatorfärg : Metylorange

Reagens : NaOH N/2

Titreringsfaktor : $f = 0,23 \pm 0,01$

Koncentration i % = byrettdropp * f

Koncentration i g/l = byrettdropp * f * 10

- Fyll 25 ml-byretten med den titrerade lösningen
- Placera den del av provet som ska titreras i en Erlenmeyerkolv på 250 ml
- Tillsätt ungefär 10 droppar av endpoint-indikatorn
- Homogenisera innehållet i Erlenmeyerkolven för hand
- Titra med den titrerade lösningen tills provlösningen ändrar färg
- Anteckna mängden titrerad lösning som använts.

Förpackning :

Dunk	22l	Röd	22kg
Liten tunna	60l	Röd	62kg

HYPACID ONE

REVIDERAD DEN: 01/03/24

Fat	220l	Mörkblå	225kg
IBC	1000l	Naturlig färg	1000kg

Använd produkten inom 24 månader från tillverkningsdatum.
Förvaras på ren, ventilerad plats, åtskilt från värmekällor och starkt ljus.

Kvalitet och säkerhet

Se det säkerhetsdatablad som finns tillgängligt på INTERNET: <http://www.kersia-group.com>

Använd produkten inom 24 månader från tillverkningsdatum.

Föreskrifter

Den här produkten kan användas vid ekologiska lantbruk i enlighet med gällande regler.

HYPACID ONE är en blandning i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (Reach), utan avseende på tillverkningsplats.

Ämnen som omfattas av Reach-förordningen och som ingår i HYPACID ONE har förhandsregistrerats eller registrerats av vårt företag eller av våra leverantörer uppåt i distributionskedjan.

HYPACID ONE innehåller inget ämne som inger mycket stora betänkligheter i kandidatlistan över ämnen för godkännande som offentliggörs och uppdateras regelbundet av ECHA.

Effektivitet

Aktivitet	Standard	Testade organismer	Interfererande substans	Kontaktid:	Temperatur:	Koncentration:
Bakteriedödande medel	EN 1276	Enterococcus faecium	skummjöl 1 %	5min	40°C	0,5%
		Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	skummjöl 1 %	10min	40°C	0,8%
Jästicid	EN1650	Candida albicans	skummjöl 1 %	15 min	40°C	1,5%